

EasyPrep 1.0.0

12-6-2008

Guide de la première installation

Vous venez d'acquérir et d'installer EasyPrep sur votre ordinateur. Vous avez configuré Easyprep, son raccordement à la balance et le lecteur optique.

Pour commencer à réaliser des préparations, vous devez maintenant :

1 Créer les collaborateurs qui utiliseront easyprep, leur donner un login pertinent et leur accorder les droits spécifiques dans le menu outil/paramètres généraux/caractéristiques de l'officine.

2 Vérifier dans « caractéristiques de l'officine » (Onglet « outils » puis « paramètres généraux ») les informations contenues dans « cartouche long ». Ce sont ces informations qui vont être reprises sur vos étiquettes

3 Paramétrer les caractéristiques de votre officine pour la tarification si vous souhaitez affiner les paramétrages standards. EasyPrep ayant été paramétré avec des valeurs constatées dans un panel représentatif d'officines, nous vous conseillons de ne pas modifier ces paramètres dès le début, mais de laisser vivre un peu le programme puis d'affiner ces valeurs avec un peu d'expérience. Le cas échéant, modifier les tarifs en fin de préparation.

4- Réceptionnez votre stock existant

Vous allez profiter de l'installation d'EasyPrep pour faire l'inventaire et mettre au rebus si nécessaire les produits périmés.

Pour chaque matière première valide, vous procédez à une réception classique en identifiant la matière réceptionnée et en indiquant comme quantité lorsque le conditionnement est entamé une estimation que vous faites de la quantité restante.

Il est conseillé de choisir l'option impression différée pour les étiquettes de lots internes afin de les imprimer en une seule fois à la fin de la réception.

Une fois toutes les réceptions effectuées et étiquettes de lots internes imprimées, vous libérez toutes les matières les unes après les autres.

Votre registre des lots disponibles contient alors toutes les matières de votre préparatoire que vous allez pouvoir utiliser dans les préparations.