

<b>Cooper</b>	<b>Mode opératoire</b>	Version 1
	<b>JULEP GOMMEUX</b>	Page 1 sur 1

### **A. Formule**

	Pour 90g	Pour 100g	Pour 150g
Gomme arabique	6g	6,67g	10g
Sirop simple	18g	20g	30g
Eau de fleur d'oranger	6g	6,67g	10g
Eau distillée qsp	90g	100g	150g

### **B. Matériel.**

Feuilles de pesée  
Balance  
Mortier  
Pilon

### **C. Mode opératoire.**

- Mélanger la poudre à incorporer (en général du carbonate de calcium) avec la gomme arabique ;
- ajouter peu à peu le sirop simple jusqu'à obtention d'une pâte homogène ;
- Ajouter l'eau de fleur d'oranger, puis l'eau distillée.

### **D. Etiquetage.**

Etiquette blanche et contre étiquette Agiter avant emploi.

### **E. Conservation.**

Au frais, pour la durée du traitement.

### **F. Législation.**

Ordonnance valable.

Rédaction :

Approbateur :

Mode opératoire : Julep gommeux